



Catálogo de

PRODUTOS

VIDEO-CIRURGIA





Índice

1- Urologia	2
2- Ginecologia	4
3- Laparoscopia	5
4- Endoscópios	15
5- Equipamentos	16

Uretrótopo

MF605-103

21fr



Camisa de Cistoscopia



MF4015

15.5 fr X 222mm

MF4021

21 fr X 231mm

MF4019

19.8 fr X 231mm

MF4022

22.5 fr X 231mm



Ponte

MF4201X



MF7303

Vedante



MF7211

Adaptador
Luer Lock





Pinça Flexível Medf1rst



MF330.110

460mm X 7fr Biópsia

MF330.111

460mm X 7fr Grasper

MF330.112

460mm X 7fr Tesoura

Ressectoscópio 26 fr



MF.DQ.NQ

Camisa Interna

MF.DQ.BKQ.DX

Obturador

MF.DQ.WQ

Camisa Externa

MF.DQ.SJBD.P

Elemento de trabalho

Endoscópio de 4.0 mm

MF601-102





Pinça Semi rígida Medf1rst



MF330.106

360mm X 5fr Biópsia


MF330.107

360mm X 5fr Grasper

MF330.109

360mm X 5fr Tesoura

Camisas de Histeroscopia



Mf4013s

Camisa Interna

Mf4016s

Camisa Externa

Mini Ressectoscópio 18.5 fr



MF4418126

Camisa Interna

MF4418123

Obturador

MF4418127


Camisa Externa

MF4408100

Elemento de trabalho

Endoscópio 2.9mm

MF602-106





Pinça e Tesoura Medf1rst 5mm

Etapas de desmontagem:

1. Pressione o botão
2. Abra a alça
3. Puxe a barra-guia
4. Gire a barra-guia
5. Com movimentos de rotação, puxe a barra-guia

As etapas de montagem são reversas às etapas de desmontagem



MF360.161

Tesoura
Simples Aço
360mm X 5mm



MF360.162

Tesoura com
Ponta Protegida
(bola)
Simples Aço
360mm X 5mm



MF360.163

Tesoura Reta
Dupla Aço
360mm X 5mm



MF360.164

Tesoura com Ponta
Protegida (bola)
Dupla Aço
360mm X 5mm



MF360.165

Tesoura Curva
Simples Aço
360mm X 5mm



MF360.166

Tesoura Curva
Dupla Aço
360mm X 5mm



MF360.167

Tesoura em Gancho
Simples Aço
360mm X 5mm



MF360.168

Micro Tesoura Reta
30 graus
360mm X 5mm



MF360.169


Punch para Biópsia
Simples Aço
360mm X 5mm



MF360.170

Pinça Concha
para Biópsia
360mm X 5mm





MF360.171

Pinça Concha para
Biópsia Dupla Ação
360mm X 5mm



MF360.172

Pinça Dissectora
Reta Dupla Ação
360mm X 5mm



MF360.173

Pinça Maryland 17mm
360mm X 5mm



MF360.173A

Pinça Maryland 12mm
360mm X 5mm



MF360.173B

Pinça Maryland 14mm
360mm X 5mm



MF360.173C

Pinça Maryland 18mm
360mm X 5mm




MF360.173D

Pinça Maryland 20mm
360mm X 5mm



MF360.173E

Pinça Maryland 25mm
360mm X 5mm



MF360.173F

Pinça Maryland 16mm
360mm X 5mm



MF360.173G

Pinça 45 Graus 14mm
360mm X 5mm



MF360.174

Pinça Dissectora Mixer
360mm X 5mm



MF360.174A

Pinça Mixer 90 Graus
360mm X 5mm





Laparoscopia

MF360.175

Pinça de
Apreensão
Mangeshikar
360mm X 5mm




MF360.176

Pinça de Apreensão
Atraumática
360mm X 5mm



MF360.177

Pinça Dissectora
Dolphin Dupla Ação
360mm X 5mm



MF360.179

Pinça de Apreensão
2+3 Cobra
360mm X 5mm



MF360.180

Pinça de Apreensão
2+3 Dentes
360mm X 5mm



MF360.181

Pinça de Apreensão
2+3 Dentes
Dupla Ação
360mm X 5mm



MF360.182

Pinça de Apreensão
1+2 Dentes
360mm X 5mm



MF360.183

Pinça de Apreensão
1+2 Dentes
Dupla Ação
360mm X 5mm



MF360.184

Pinça Jacaré Dupla
Ação 14mm
360mm X 5mm



MF360.185

Pinça Jacaré
360mm X 5mm



MF360.186

Pinça de Apreensão
Maxi
360mm X 5mm



MF360.187

Pinça de Apreensão
Babacock
Dupla Ação
360mm X 5mm



MF360.188

Pinça de Apreensão
Grasper Fenestrada
Bico de Pato
360mm X 5mm




MF360.189

Pinça de Apreensão
Oviduct
360mm X 5mm



MF360.190

Pinça de Apreensão
Jacaré "V"
Fenestrada Delicada
360mm X 5mm



MF360.191

Pinça de
Apreensão Clinch
Dupla Ação
360mm X 5mm



MF360.192

Pinça de Apreensão
Jacaré Fenestrada
Bico de Pato
360mm X 5mm



MF360.193

Pinça de Apreensão
Jacaré Blunt
(romba) Dupla Ação
360mm X 5mm



MF360.194

Pinça de Apreensão
Jacaré Serrilha
Dupla Ação
360mm X 5mm




MF360.195A

Pinça de Apreensão
Fenestrada
Dupla Ação
360mm X 5mm



MF360.195B

Pinça de Apreensão
Babcock Reforçada
Dupla Ação
360mm X 5mm




MF360.196

Pinça de Apreensão
Mesentério
Dupla Ação
360mm X 5mm




MF360.197

Pinça de Apreensão
Atraumática
Dupla Ação
360mm X 5mm



MF360.198

Pinça de Apreensão
Allis Simples Ação
360mm X 5mm





Laparoscopia

MF360.199

Pinça de Apreensão
Allis Dupla Ação
360mm X 5mm



MF360.200

Pinça de Nó
Simples Ação
360mm X 5mm



MF360.201

Pinça de Nó
tipo "B"
Dupla Ação
360mm X 5mm



MF360.202

Pinça de Nó
tipo "S" Dupla Ação
360mm X 5mm



MF360.203

Pinça Fenestrada
Ondulada
Simples Ação
360mm X 5mm



MF360.204

Pinça de Apreensão
Cobra Dupla Ação
360mm X 5mm



MF360.205

Pinça de
Apreensão Ureter
360mm X 5mm



MF360.206A

Pinça Concha para
Biópsia Dupla Ação
360mm X 5mm



MF360.206B

Pinça de Apreensão
Grasper L (crose olmi)
360mm X 5mm



MF360.207

Pinça de Apreensão
Garra 1+2
Simples Ação
360mm X 5mm




MF360.208

Pinça de Apreensão
Debakey
Dupla Ação
360mm X 5mm



MF360.209

Pinça de Apreensão
Debakey Atraumática
Dupla Ação
360mm X 5mm



MF360.210

Pinça de Apreensão
Debakey Ondulada
Dupla Ação
360mm X 5mm



MF360.210A

Pinça de Apreensão
Dorsey Intestinal
Dupla Ação
360mm X 5mm



Pinça e Tesoura Medf1rst 10mm

MF360.301

Pinça Colher Biópsia
Simples Ação
360mm X 10mm



MF360.302

Tesoura Grande Reta
Simples Ação
360mm X 10mm



MF360.304

Tesoura Grande
Dupla Ação
360mm X 10mm



MF360.306

Pinça Garra 2+3
Dupla Ação
360mm X 10mm




MF330.311

Pinça Garra
Simples Ação
330mm X 10mm



MF330.312

Pinça Grande Pulmão
330mm X 10mm



MF330.313

Pinça Estomacal Jacaré
330mm X 10mm




MF330.316

Pinça Pennington
330mm X 10mm




MF330.317

Pinça Babcock
330mm X 10mm



MF330.318

Pinça Jacaré Pedra
330mm X 10mm



MF330.319

Pinça Jacaré Wide
330mm X 10mm



MF330.320

Pinça Jacaré Ondulada
330mm X 10mm





Laparoscopia

MF330.321

Pinça Tenáculo
330mm X 10mm



MF330.322

Pinça Alligator (jacaré)
330mm X 10mm



MF330.325

Pinça Jacaré TC Collin
330mm X 10mm



MF330.326

Pinça Dissecção
330mm X 10mm



MF330.327

Pinça Hemostasis
330mm X 10mm



MF330.329

Clamp de Bakey
330mm X 10mm



MF330.330

Pinça Estomacal
Grasper
330mm X 10mm



Trocarter Medf1rst

Trocarter com Válvula Multifuncional



PEÇA N°

MF 5.5-502
MF 10.5-502A
MF 12.5-502B
MF 15.502C

**Ponta
Piramidal**

Ø MM X COMPRIMENTO

5.5mm X 100mm
10.5mm X 100mm
12.5mm X 100mm
15mm X 100mm

PEÇA N°

MF 5.5-503
MF 10.5-503A
MF 12.5-503B
MF 15.503C

**Ponta
Protegida**

Ø MM X COMPRIMENTO

5.5mm X 100mm
10.5mm X 100mm
12.5mm X 100mm
15mm X 100mm

Trocarter com Válvula Magnética



PEÇA N°

MF 5.5-506
MF 10.5-506A
MF 12.5-506B
MF 15-506C

**Ponta
Piramidal**

Ø MM X COMPRIMENTO

5.5mm X 100mm
10.5mm X 100mm
12.5mm X 100mm
15mm X 100mm

**Ponta
Protegida**

PEÇA N°

MF 5.5-507
MF 10.5-507A
MF 12.5-507B
MF 15-507C

Ø MM X COMPRIMENTO

5.5mm X 100mm
10.5mm X 100mm
12.5mm X 100mm
15mm X 100mm



Ponta piramidal



Ponta protegida



Cânula lisa



Cânula roscada

Laparoscopia



MF508 Redutor Macaquinho

10.5mm-5.5mm para trocarte de magnético



MF555 Redutor Macaquinho

10.5mm-5.5mm para trocarte multifuncional



MF553

Vedante 5mm



MF553A

Vedante 10mm



MF553B

Vedante 12mm



MF561 Redutor

10.5mm-5.5mm/100mm



MF560 Redutor

10.5mm-5.5mm/120mm



MF562 Redutor

10.5mm-5.5mm/150mm

Aplicador de Clipes Medf1rst



MF330.100

Aplicador Simples
Ação LT200
330mm X 5mm



MF330.100A

Aplicador Simples
Ação LT100
330mm X 5mm




MF330.101

Aplicador Dupla
Ação LT400
330mm X 10mm




MF330.101A

Aplicador Dupla
Ação LT300
330mm X 10mm




MF330.107

Aplicador de Clipe XL
10mm X 330mm



MF330.107A

Aplicador de Clipe L
10mm X 330mm



MF330.107B

Aplicador de Clipe ML
10mm X 330mm



MF330.307


Aplicador Bulldog
10mm X 330mm



MF330.307A Clamp 45mm Curvo



MF330.307B Clamp 65mm Reto



Laparoscopia

Endoscópio 10mm

MF401-002



Tubo para Aspiração e Irrigação Medf1rst

Tipo pistão

MF330.140.5

330mm x 5mm
330mm x 10mm



Tipo trompete

MF330.141.5

330mm x 5mm
330mm x 10mm



Agulha de Verres Medf1rst



MF100.570

100mm X 2.2mm


MF120.570

120mm X 2.2mm

MF150.570

150mm X 2.2mm

Porta-Agulhas Medf1rst



SK330.123

Porta-Agulhas Reto
330mm X 5mm

SK330.123A

Porta-Agulhas Curva para Esquerda
330mm X 5mm

SK330.123B

Porta-Agulhas Curva para Direita
330mm X 5mm



SK330.126

Porta-Agulhas Reto
330mm X 5mm

SK330.126A

Porta-Agulhas Curva para Esquerda
330mm X 5mm

SK330.126B

Porta-Agulhas Curva para Direita
330mm X 5mm



SK330.128

Porta-Agulhas Reto
330mm X 5mm

SK330.128A

Porta-Agulhas Curva para Esquerda
330mm X 5mm

SK330.128B

Porta-Agulhas Curva para Direita
330mm X 5mm



Reto



Curva esquerda



Curva direita


Cabo de Fibra Ótica

MF8724

4mm X 2 m

M8724-4

4mm X 3m





Cistoscópio

MF601-101

0° - 4 X 302MM

MF601-102

30° - 4 X 302MM

MF601-103

70° - 4 X 302MM

MF601-104

12° - 4 X 302MM

MF601-105

25° - 4 X 302MM

MF601-106

45° - 4 X 302MM

Histeroscópio

MF602-105

0° - 2.9 X 302mm

MF602-106

30° - 2.9 X 302MM

MF603-101

0° - 2.7 X 302MM

MF603-102

30° - 2.7 X 302MM

Laparoscópio

MF401-001

0° - 10 X 330MM

MF401-002

30° - 10 X 330MM

MF401-003

0° - 5 X 300MM

MF401-004

30° - 5 X 300MM

Laringoscópio

MF202-222

70° - 8 X 185MM

MF202-221

90° - 8 X 185MM

Sinuscópio

MF201-115

0° - 4 X 175MM

MF201-116

30° - 4 X 175MM

MF201-117

70° - 4 X 175MM

MF201-118

45° - 4 X 175MM

Otoscópio

MF201-101

0° - 4 X 60MM

MF201-102

30° - 4 X 60MM


MF201-103

0° - 2.7 X 110MM

MF201-104

30° - 2.7 X 110MM

Equipamentos




Ureterorrenoscópio Flexível Digital e Processadora de Imagem

SUV-2A-B

SUV-2A-B Uretero


HDVS-S100A, HDVS-S100D


Processadora



Cistoscópio Flexível

SUV-1D-B





Sistema All in One Medf1rst

- Fonte de luz LED;
- Controle de funções por meio do painel frontal;
- Controle de branco automático;
- Configurações predefinidas para endoscópios rígidos e flexíveis;
- Maleta de transporte inclusa.



Captura de imagens em Full HD e mais benefícios

- Sistema portátil indicado para videocirurgias;
- Mais cirurgias com menor investimento;
- Monitor com opção de recuo para ser alocado em armários no centro cirúrgico.

Equipamentos

Sistema de câmera endoscópica 4K



MF9107T

Fonte de Luz

MF9211

Câmera 4K

MFF10

Cabeça de
Câmera 4K

MF8132

Monitor 4K 32"

Características do produto

- Câmera 4k saída de imagem 3840x2160 pixels, mostrando texturas mais ricas e identificação de tecidos mais precisa;
- Câmera 4k, 8,4 megapixels, SONY CMOS
- A câmera adota tecnologia de correção de balanço de branco, para tornar as cores vivas;
- Fonte de Luz fria LED, 20 níveis ajustáveis, com função de memória, vida útil de mais de 50.000 horas.



Sistema de Câmera endoscópica Full HD



MF9107T

Fonte de Luz

MF9103T

Câmera Full HD

MF9000-7

Cabeça de Full HD

MF 8032

Monitor Full HD 32'

Características do produto

- Câmera Full HD, saída de imagem 1920×1080 pixels, 1/2.3 SONY CMOS;
- Índice de reprodução de cor: 5100-7000K;
- Vida útil média da lâmpada > 30.000 h (fonte de luz);
- Armazenamento de imagem USB FULL HD, sistema de gravação de fotos/ vídeos;
- Cabeça de câmera a prova d'água IPX8;



HiproMed

Produtos Médicos

www.hipromed.com.br

(31) 2551-5521



HiproMed

Produtos Médicos

Catálogo de

PRODUTOS

VIDEO-CIRURGIA

