

EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Bombas de infusão

20
26





Bomba de Infusão para Nutrição por Equipo

modelo: SN-N1

A Bomba Infusora ideal para Alimentação Enteral. Com 4 modos de infusão e 12 níveis de limite de pressão, oferece versatilidade e precisão.



A SN-N1 é uma Bomba de Infusão de equipo para Nutrição Enteral

- **Modos de Infusão:**
 - Modo contínuo
 - Modo biônico
 - Modo sequencial
 - Modo sequencial biônico
- **Tipo de equipo:** Universal
- **Display:** Tela Touch TFT LCD de 3,5"
- **Bateria:** Até 5 horas com taxa de 5ml/h, com opcional de até 10 horas com taxa de 5ml/h.
- **Recursos:**
 - Sensor de gotejamento
 - Bolus automático e manual.
 - Iluminação interna
 - Modo noturno



Bomba de Infusão para Medicação por Seringa

modelo: SN-A2T

Garanta administração segura e precisa de medicação e nutrição parenteral com esta bomba de infusão versátil.





A SN-N1 é uma Bomba de Infusão de seringa para Medicação e Nutrição Parenteral.

- **Modos de Infusão:**
 - Modo de taxa
 - Modo de tempo
 - Modo de peso corporal
 - Modo micro
 - Modo sequencial
 - Modo primeira dose
 - Modo gradiente
 - Modo TIVA
 - Modo TCI
- **Tipo de seringa:** Universal (exceto marca BD), de 5ml a 50ml
- **Display:** Tela Touch TFT LCD de 3,5"
- **Bateria:** Até 5 horas com taxa de 5ml/h, com opcional de até 10 horas com taxa de 5ml/h.
- **Recursos:**
 - Iluminação interna
 - Modo noturno
 - Bolus automático e manual
 - Biblioteca de drogas
 - Função de calibração automática da seringa



Bomba de Infusão para Medicação por Equipo

modelo: SN-S1

Garanta administração segura e precisa de medicação e nutrição parenteral com esta bomba de infusão versátil.





A SN-S1 é uma Bomba de Infusão de equipo para Medicação e Nutrição Parenteral

- **Modos de Infusão:**
 - Modo de taxa
 - Modo de gotejamento
 - Modo de tempo
 - Modo de peso corporal
 - Modo micro
 - Modo sequencial
 - Modo gradiente
- **Tipo de equipo:** Universal
- **Display:** Tela Touch TFT LCD de 3,5"
- **Bateria:** Até 5 horas com taxa de 5ml/h, com opcional de até 10 horas com taxa de 5ml/h.
- **Recursos:**
 - Sensor de gotejamento
 - Iluminação interna
 - Modo noturno
 - Bolus automático e manual
 - Biblioteca de drogas
 - Realiza transfusão de sangue.