

EQUIPAMENTOS MÉDICOS

20
26



Monitores multiparametricos





Monitor Multiparâmetro

modelo: N1012



O Monitor Multiparamétrico N1012 é um equipamento de fabricação nacional, desenvolvido para oferecer segurança, confiabilidade e excelente custo-benefício. Projetado para o monitoramento de pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos, é ideal para UTIs, centros cirúrgicos, salas de recuperação e pronto-atendimentos.

Com design ergonômico e alça integrada, o N1012 é de fácil transporte e realocação dentro da unidade de saúde. A interface intuitiva, com teclas de atalho e botão seletor multifuncional, permite uma navegação rápida e intuitiva.



Principais Características

- Tela de 12.1" de alta resolução, proporcionando fácil visualização dos parâmetros;
- Monitora sinais vitais críticos com precisão: ECG 5-LEAD, RESP, SPO2 BLT, PNI, 2-TEMP, ETCO2 e PI;
- Armazenamento de tendências de 168 horas para análise contínua;
- Configuração rápida e eficiente para emergências e ambientes de alta complexidade;
- Entrada USB para conexão com mouse, teclado ou leitor de código de barras;
- Design leve e compacto, ideal para transporte em ambientes hospitalares;
- Bateria de longa duração, garantindo até 3,5 horas de operação contínua.

Opcionais

- Tela Touch: Interface sensível ao toque, com resposta rápida e operação facilitada;
- Pressão Invasiva (PI): Medição contínua da pressão arterial via cateter, ideal para pacientes críticos;
- Capnografia (EtCO₂): Opção mainstream ou sidestream para medição precisa do CO₂ exalado.



modelo: M12



O Monitor Multiparâmetros M12 combina tecnologia, precisão e confiabilidade para o monitoramento completo de pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos. Versátil e robusto, é ideal para uso em UTIs, centros cirúrgicos, salas de recuperação e pronto-atendimentos. Seu design compacto, com alça integrada e tela inclinada com ajuste de brilho, facilita o transporte e garante excelente visualização em qualquer ambiente. A interface intuitiva, com teclas de atalho e navegação simplificada, otimiza o trabalho e adaptação da equipe clínica.





Principais Características

- Configuração padrão com ECG (5 derivações), FC, SpO₂, RESP, PNI e dupla temperatura;
- Sistema sem ventilação interna, que reduz o risco de contaminação cruzada;
- Bateria de longa duração com autonomia de 240 minutos), garantindo operação contínua;
- Conectividade para teclado e mouse, proporcionando agilidade na admissão de pacientes e navegação pelos menus;
- Recursos avançados como Escala de Coma de Glasgow (GCS) e EWS (Early Warning System) para avaliação clínica rápida e segura.
- Monitorização completa de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Modelos com parâmetros básicos como ECG 5-LEAD, RESP, SPO2 BLT, PNI, 2-TEMP e avançados como Pressão Invasiva e Capnografia para um acompanhamento detalhado do paciente.

Opcionais

- Tela Touch: Interface sensível ao toque, com resposta rápida e operação facilitada;
- Pressão Invasiva (PI): Monitoramento contínuo da pressão arterial por cateter, indicado para pacientes críticos;
- Capnografia (EtCO₂): Opção mainstream ou sidestream para medição precisa do CO₂ exalado.